



Be Right™



Solución estándar de hidróxido de potasio, 12,0 N, 100 mL MDB

de producto:

23032

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación del selenio mediante el método de diaminobencidina. Método Hach 8194. Parte del set de reactivos 2244200.

Especificaciones

Concentración:	12.0 N
Número de tests:	25
Plataforma:	Solución
Volumen:	100 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)