



Sodio Hidróxido, cartucho para valorador digital, 1.600 N

de producto:

1437901

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Soluciones para valoración listas para usar para la valoración de Ácido-Base (1-10 meq/l ácido) y determinación de Acidez (100-4000 mg/l CaCO_3).

For acidity determination by Digital Titration, 100 - 4000 mg/L CaCO_3

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Método:	Fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8201 (MO)
Parámetro:	Acidity
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	1 - 4000 mg/L CaCO_3
Valorante:	1.600 N NaOH

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)