



## Ácido, reactivo Powder Pillow (pk 100)

# de producto:

104299

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach





Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, rango alto (HR). Método Silicomolibdato. También usado para la determinación de Hipoclorito, rango alto, Método Iodométrico.

## **Especificaciones**

Cantidad: 100 /pk

Método: Silicomolibdato

Número de tests:100Número del método:8185Parámetro:Sílice

Plataforma: Powder Pillows

## Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)