



Be Right™



## Amino Ácido, reactivo Powder Pillows (pk/100)

# de producto:

80499

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Sílice de bajo rango (LR), 0-2 mg/L SiO<sub>2</sub>. Para 25 mL de muestra.

### Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Heteropoly Blue
Parámetro:	Silica
Plataforma:	Powder Pillows

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)