



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de molibdeno, LR, 20 ml

de producto:

2449400

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de molibdeno, método del complejo ternario. Para muestra de 20 ml.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000 y DR/820
Método:	Complejo de mecanismo ternario
Número de tests:	100
Número del método:	8169
Parámetro:	Molibdeno, molibdato
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L Mo
Tamaño de muestra:	20 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)