



Set de reactivos para la determinación de amoníaco, Nessler, de 0,02 a 2,50 mg/L de $\rm NH_{\scriptscriptstyle 3}$ -N

de producto:

2458200

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach



Para la determinación de nitrógeno amoniacal por el método de Nessler. 250 tests aproximadamente.

Especificaciones

Conforme a EPA: Sí

Instrumento: Todos excepto la serie DR/800 y

PC II

Método: Nessler
Número de tests: 250
Número del método: 8038

Parámetro: Amoníaco Plataforma: Solución

Rango de medición: $0.02 - 2.50 \text{ mg/L NH}_{3}-\text{N}$

Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)