



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cianuro CyanVer 5, 10 mL, paquete de 100

de producto:

2107069

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cianuro, método de la piridina-pirazalona. Para muestra de 10 ml.

Para la determinación de cianuro mediante el método de la piridina-pirazalona. Para instrumentos que requieren una muestra de 10 mL.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Piridina-pirazalona
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)