



Solución de reactivo para la determinación de sulfito 3, 100 mL MDB

de producto: 70532

USD Precio: Contacto Hach

Disponible

Para la determinación de sulfito, método de valoración por recuento de gotas, yodométrico, 0 - 200 mg/L SO_3^{2-} . Botella MDB.

Especificaciones

Cantidad: 100 mL

Método: Yodato-yoduro

Plataforma: Solución

Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)