



Be Right™



## Almohadillas de polvo de ajuste de fuerza iónica (ISA) de fluoruro, paq. 100

# de producto:

258999

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución tampón del ajustador de potencia iónica total (TISAB) de Fluoruro para su uso al realizar determinaciones de Fluoruro mediante métodos de electrodos. Tamaño de la muestra: 25 mL. Elimina las interferencias del Aluminio y el Hierro. La forma en polvo no diluye las muestras. Ideal para determinar niveles de Fluoruro muy bajos. Paquete de 100 sobres de powder pillows.

---

### Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Concentración:	ISA
Conforme a EPA:	Sí
Parámetro:	Fluoride
Rango de medición:	0.01 mg/L a saturado
Tipo de envase:	Powder Pillows

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)