



Be Right™



## Set de reactivos, fosfonato, 25 mL

# de producto:

2244000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de fosfonatos por el método de oxidación con UV/persulfato. Método Hach 8007. Rangos: 0,02 - 2,50 mg/L a 1 - 125 mg/L. Tamaño de la muestra: 25 mL El set de reactivos incluye: Sobres de reactivo en polvo PhosVer 3 y sobres de persulfato de potasio en polvo para 100 tests.

### Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos para la determinación de fosfato
Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Oxidación UV de persulfato
Número de tests:	100
Número del método:	8007
Rango de medición:	1,0 - 125 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Tamaño de muestra:	25 mL

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)