



Fósforo, reactivo, set de reactivos, aminoácido

de producto:

2244100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de fosfato mediante el método del aminoácido.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Aminoácido
Número de tests:	100
Número del método:	8178
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0.23 - 30.00 mg/L PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)