



Be Right™



## Cartucho de CDTA para valorador digital, 0,0800 M

# de producto: 1440201  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponibile

Solución estándar de ácido ciclohexanodiamino tetraacético. Para la determinación de la dureza total y cálcica mediante valorador digital. 0,0800 M. Dígitos x 0,1 = mg/L CaCO<sub>3</sub> en 100 mL. Dígitos x 0,0001 = mmol.

### Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

---

## Especificaciones

Método: Valoración de CDTA  
Plataforma: Valorador Digital

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)