



Cartucho de CDTA para valorador digital, 0,800 M

de producto:

1440301

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido ciclohexanodiamino tetraacético. Para la determinación de la dureza total y cálcica mediante valorador digital. 0,800 M. Dígitos = mg/L CaCO₃ en 100 mL. Dígitos x 0,001 = mmol.

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método: Valoración de CDTA

Plataforma: Valorador Digital

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)