



Sílice, Set de reactivos, 1-100 mg/L SiO₂

de producto:

2244300

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach





Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, Método Silicomolibdato. Para 25 mL de muestra. 100 tests.

Especificaciones

Características especiales: HR, 25 mL

Instrumento: DR 3000, DR 2000,

DR 800

Método: Silicomolibdato

Número de tests:100Número del método:8185Parámetro:Sílice

Plataforma: Powder Pillows Rango de medición: $1 - 100 \text{ mg/L SiO}_2$

Tamaño de muestra: 25 mL

Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)