



Be Right™



Sílice, Set de reactivos, 1-100 mg/L SiO₂

de producto:

2244300

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, Método Silicomolibdato. Para 25 mL de muestra. 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	DR 3000, DR 2000, DR 800
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	100
Número del método:	8185
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	1 - 100 mg/L SiO ₂