



Be Right™



## Sobres de reactivo en polvo, sílice en rango alto, ácido, 10 mL, paquete de 1000

# de producto: 2107428

Peligroso

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este articulo ya no esta disponible.



Para la determinación de sílice en rango alto mediante el método del silicomolibdato (método Hach 8185) Rango: 1 - 100 mg/L. Tamaño de la muestra: 10 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

### Especificaciones

Cantidad:	1000 /pk
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	1000
Plataforma:	Powder Pillows

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)