



Be Right™



## Set de reactivos para la determinación de sílice, de 1 a 100 mg/L de SiO<sub>2</sub>

# de producto:

2429600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sílice, método del silicomolibdato. Para muestra de 10 mL: paquete de 100.

### Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/820 y PC II
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	100
Número del método:	8185
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	1 - 100 mg/L SiO <sub>2</sub>
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /paquete