



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de sílice, de 0,010 a 1,600 mg/l de SiO₂

de producto:

2459300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de sílice, método del azul heteropoli. Para muestra de 10 ml.

Especificaciones

Características especiales:	LR, 10 mL, 100 tests
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/820 y PC II
Método:	Azul heteropoli
Número de tests:	100
Número del método:	8186
Parámetro:	Sílice
Rango de medición:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)