



Sobres de reactivo en polvo de aminoácido para sílice en rango bajo, 25 mL, paquete de 1000

de producto: 80428

Peligroso

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.



Para la determinación de sílice en rango bajo mediante el método de azul heteropoli (0 - 2,0 mg/L SiO₂). Reactivo opcional para la determinación de fosfato en rango alto mediante el método del aminoácido. Tamaño de la muestra: 25 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Plataforma: Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)