



Reactivo en polvo, aminoácido F, sílice Rapid Liquid, 55 g

de producto:

2651155

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de sílice en rango ultrabajo mediante el método de azul heteropoli. Método Hach 8282. Usado con dilución solvente aminoácido F (2353011) en el método Rapid Liquid™.

Especificaciones

Método:	Azul heteropoli
Número de tests:	250
Plataforma:	Jar

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)