



Ácido Cítrico F, Solución de reactivo, 100 mL

de producto:

2254232

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Sílice en rango ultrabajo (ULR), 3 - 1000 µg/L SiO₂. Método Azul de Heteropoli.

Especificaciones

Cantidad:	100 mL 100 ml
Método:	Heteropoly Blue
Número del método:	8282
Parámetro:	Silica
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)