



Be Right™



## Solución de reactivo, aminoácido F, 20 ampollas (rango ultrabajo)

# de producto:

2386420

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de sílice en rango ultrabajo mediante el método de azul heteropoli. Método Hach 8282 Rango: 3 - 1000 µg/L SiO<sub>2</sub>. En ampollas para una mayor estabilidad

### Especificaciones

Método:	Azul heteropoli
Número de tests:	20
Plataforma:	Solución

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)