



Aluminum Reagent Set, ECR, 25 mL Set de reactivos de Aluminio, 0-0,22 mg/l Al

de producto:

2443400

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de Aluminio, método de eriocromocianina R. Para muestra de 25 ml.

Para la determinación de Aluminio mediante el método de eriocromocianina R (ECR). Método Hach 8326. Tamaño de la muestra: 50 ml. Rango: 0,002-0,220 mg/l. El set de reactivos contiene reactivo ECR, powder pillow, reactivo tampón hexametileno tetramina powder pillow y solución de reactivo enmascarador ECR para 100 tests aproximadamente.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Eriocromocianina R
Número de tests:	100
Número del método:	8326
Rango de medición:	0 - 0,220 mg/L Al

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)