



Set de reactivos para la determinación de aluminio, 0,002-0,250 mg/L de Al

de producto:

2603700

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de aluminio, método de cianina eriocromo R (ECR). Para muestras de 10 mL. 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	DR6000, DR3900, DR1900
Método:	Cianina eriocromo R
Número de tests:	100
Número del método:	8326
Parámetro:	Aluminio
Rango de medición:	0,002 - 0,250 mg/L Al

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)