



Be Right™



## Set de reactivos, cobre, porfirina, 25 mL

# de producto:

2242700

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivos en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre, método de porfirina. Para muestra de 25 mL.

Para la determinación de cobre con el método de porfirina. Método Hach 8143. Rango: 2 - 210 µg/L Tamaño de la muestra: 25 mL. El set de reactivos incluye: sobres de reactivo de enmascaramiento de cobre en polvo, sobres de reactivo de porfirina 1 y 2 en polvo para 100 tests.

---

### Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Porfirina
Número de tests:	100
Número del método:	8143
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 210 µg/L

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)