



Set de reactivos para la determinación de cobre, de 2 a 210 µg/l de Cu

de producto:

2603300

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cobre, método de porfirina. Para muestras de 10 ml.

Especificaciones

Instrumento:	DR 6000, DR/4000
	DR 3900, DR 2800
	,DR 2700, DR/2010
	DR/890
Método:	Porfirina
Número de tests:	100
Número del método:	8143
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 210 µg/L Cu

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)