



Be Right™



Sobres de reactivo de porfirina 2 en polvo

de producto:

2603649

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre con el método de porfirina, 2 - 210 µg/L Cu.

Para la determinación de cobre con el método de porfirina. Método Hach 8143 Rango: 2 - 210 µg/L Cu. Tamaño de la muestra: 10 mL Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Porfirina
Número de tests:	50 - 100
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)