



Be Right™



## Set de reactivos para la determinación de hierro, de 0,01 a 1,80 mg/L de Fe

# de producto:

2544800

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de hierro en presencia de compuestos de molibdeno.

El reactivo para la determinación de hierro FerroMo determina el hierro en presencia de compuestos de molibdeno en agua de torres de refrigeración. Elimina la reducción de molibdeno que forma una solución negra. No es necesario ningún tratamiento previo.

### Especificaciones

Características especiales:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows
Instrumento:	Todos excepto DR/820 y PC II
Método:	FerroMo
Número de tests:	100
Número del método:	8365
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 1,80 mg/L Fe

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)