



Be Right™



## Set de reactivos Leadtrak

# de producto:

2375000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El plomo soluble en ácido de una muestra de agua potable se concentra primero en un extractor por columna rápida. A continuación, el plomo se eluye del extractor y se determina mediante colorimetría con un indicador.

Set de reactivos para la determinación de plomo mediante extracción por columna rápida LeadTrak™. Método Hach 8317. Rango: de 5 a 150 µg/l como Pb. Tamaño de la muestra: 100 ml. 20 tests/set de reactivos.

---

### Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800
Método:	LeadTrak
Número de tests:	20
Número del método:	8317
Parámetro:	Plomo
Rango de medición:	5 - 150 µg/L Pb
Shipping Method:	Lead Reagent set

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)