



Sobres de reactivo de solución tampón de citrato en polvo

de producto:

2107669

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de manganeso, método de peryodato frío. Para muestra de 10 mL.

Para la determinación de manganeso con el método de oxidación con peryodato. Aceptado por la EPA para el análisis de aguas residuales (se requiere digestión). Método Hach 8034. Tamaño de la muestra: 10 mL Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Oxidación con peryodato
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows