



Be Right™



MolyVer 2 Molibdeno, Powder Pillows

de producto:

1414869

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Molibdeno alto rango (0-40,0 mg/l Mo), Método Ácido mercaptoacético. Para 25 ml de muestra. Pack de 100.

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Método:	Ácido mercaptoacético
Número de tests:	100
Número del método:	8036
Parámetro:	Molibdeno
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)