



MolyVer 3 Molibdeno Powder Pillows (3)

de producto:

1417869

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Molibdeno alto rango (0-40,0 mg/l Mo), Método Ácido mercaptoacético. Para 25 ml de muestra.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Mercaptoacetic Acid
Número de tests:	100
Número del método:	8036
Parámetro:	Parameter
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)