



Be Right™



Almohadillas reactivo en polvo molibdeno 1, 20 mL, paq. 100

de producto: 2352449
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Para realizar determinaciones de molibdeno de bajo rango mediante el método complejo ternario (método 8169 de Hach). Rango: 0,02 - 3,00 mg/L. Tamaño de la muestra: 20 mL. Paquete de 100 almohadillas de polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Ternary Complex
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)