



Sobres de reactivo en polvo, ftalato-fosfato, 10 mL, paquete de 100

de producto:

2615199

Peligroso

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach



Para la determinación de níquel y cobalto en rango bajo mediante el método del PAN. Método Hach 8078. Tamaño de la muestra: 10 mL. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo. Reactivo de repuesto para set de reactivos para la determinación de cobalto/níquel: 2651600.

Especificaciones

Descripción:	Sobres de reactivo en polvo ftalato-fosfato
Método:	PAN
Número de tests:	50
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)