



Be Right™



## Set de reactivos para la determinación de selenio (sin posibilidad de envío por transporte aéreo)

# de producto: 2244200

Peligroso

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este articulo ya no esta disponible.



Para la determinación de selenio mediante el método de diaminobencidina. Método Hach 8194. Rango: 0,01 - 1,00 mg/L Se. Para el envío por transporte aéreo, pedido 2244201

### Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR 900 y PC II
Método:	Diaminobencidina
Número de tests:	66 - 100
Número del método:	8194
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,01 - 1,00 mg/L Se.

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)