



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo, plata 1, paquete de 50

de producto:

2293566

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo para la determinación de plata mediante el método colorimétrico de cación 2B. Método Hach 8120. Intervalo: 0,02 - 0,70 mg/L Ag. Tamaño de la muestra: 50 mL. Paquete de 50 sobres. También disponible en el set de reactivos 2296600.

Especificaciones

Método:	Colorimétrico
Número de tests:	50
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)