



Be Right™



NitriVer 2 Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrito, de 2 a 250 mg/L de NO₂

de producto:

2107569

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrito mediante el método del sulfato ferroso. Para muestra de 10 ml. Paquete de 100.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Instrumento:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Método:	Sulfato ferroso
Número de tests:	100
Número del método:	8153
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 250 mg/L NO ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)