



Be Right™



Set de reactivos para taninos y lignina

de producto:

2244600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de taninos y lignina mediante el método de tirosina. Método Hach 8193. Rango: de 0,1 a 9,0 mg/l. Tamaño de la muestra: 25 ml. El set incluye: solución de carbonato sódico y reactivo TanniVer 3 para la determinación de taninos-lignina para hasta 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/820 y PC II
Método:	Tirosina
Número de tests:	100
Número del método:	8193
Parámetro:	Taninos y lignina
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0.1 - 9.0 mg/L como ácido tánico

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)