



Be Right™



Sobres de reactivo 2 en polvo para la determinación de oxígeno disuelto, muestra de 60 mL, paquete de 100

de producto:

98299

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de oxígeno disuelto mediante el método de valoración Winkler. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Método:

Winkler

Plataforma:

Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)