



Be Right™



Nitrato de plata, cartucho para valorador digital, 0,2256 N

de producto:

1439601

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución valorante lista para su uso para análisis de Cloruro (método de Nitrato de Plata), 10-100 mg/l Cl⁻.

Para la determinación de Cloruro mediante la valoración argentométrica de Digital Titrator. Método Hach 8207. Dígitos x 0,1 = mg/l Cl⁻ en una muestra de 100 ml. 40-100 tests aproximadamente

Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

Económico

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	Nitrato de plata
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8207
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 100 mg/L Cl ⁻
Valorante:	0,2256 N AgNO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)