



Be Right™



Set de reactivos para Cloruro, 0,1-25,0 mg/l Cl⁻

de producto:

2319800

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Set de reactivos para la determinación de Cloruro, método de tiocianato de mercurio.

Especificaciones

Instrumento:	Todo excepto DR/800, PC II
Método:	Tiocianato mercuríco
Nota al pie:	*Por lo general, el DR 5000 utiliza los mismos métodos que el DR 4000. El DR 2800 utiliza los mismos métodos que el DR 2700, DR 2500 y DR 2400. Existen algunas excepciones.
Número de tests:	100
Número del método:	8113
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 25,0 mg/L Cl ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)