



Be Right™



Solución de Tiocianato de Mercurio (200 ml)

de producto:

2212129

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Reactivos

Para la determinación colorimétrica de Cloro mediante el método de Tiocianato de Mercurio. Rango: 0,1 - 25,0 mg/l Cl.

Especificaciones

Cantidad:	200 mL
Método:	Tiocianato mercuríco
Número de tests:	100
Número del método:	8113
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)