



Set de reactivos de cloruro, 10-10 000 mg/L Cl

de producto:

2288000

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach



Para la determinación de cloruro mediante el método de valoración digital de nitrato de plata (método Hach 8207). El set contiene: sobres de reactivo en polvo indicador de cloruro 2 y dos cartuchos de valoración de nitrato de plata.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

X7 (...)

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método: Valoración de nitrato de plata

Número de tests: 100

Número del método: 8207

Plataforma: Valorador Digital

Rango de medición: 10 - 10 000 mg/L Cl⁻

Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)