



Be Right™



Cianuro, Set reactivos, Powder Pillows, 0.002-0.240 mg/l CN

de producto:

2242800

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Cianuro, Método Piridina-Pirazalona. Para 25 ml de muestra.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Pyridine-Pyrazalone
Número de tests:	100
Número del método:	8027
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.002 - 0.240 mg/L CN ⁻
Tamaño de muestra:	25 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)