



Set de reactivos para la determinación de cianuro, sobres de reactivo en polvo, de 0,002 a 0,240 mg/L de CN

de producto:

2430200

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cianuro, método de la piridina-pirazalona. Para muestra de 10 mL. 100 tests.

Especificaciones

Método:	Piridina-pirazalona
Número de tests:	100
Número del método:	8027
Parámetro:	Cianuro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.002 - 0.240 mg/l de CN
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)