



Be Right™



## Cartucho de yodato-yoduro para valorador digital, 0,3998 N

# de producto:

1496101

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de reactivo titrante lista para su uso, 4 - >400 mg/L SO<sub>3</sub>.

40 - 100 tests aproximadamente.

### Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

---

## Especificaciones

Método:	Yodato-yoduro
Parámetro:	Sulfito
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 800 mg/L SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>
Valorante:	0,3998 N de KIO <sub>3</sub> -KI

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)