



## Solución de reactivo de glicina, 10 %, 29 mL SCDB

# de producto: 2762133

USD Precio: Contacto Hach

Disponible

Para la determinación de dióxido de cloro, método de DPD/glicina, 0,04 - 5,00 mg/L ClO<sub>2</sub>.

Reactivo de glicina para los métodos de dióxido de cloro DPD de Hach. Botella SCDB de 29 mL

## **Especificaciones**

Cantidad: 29 mL

Método: DPD

Número de tests: 100

Número del método: 8065

Plataforma: Solución

## Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)