



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de dióxido de cloro, de 0,01 a 1,00 mg/L de ClO₂

de producto:

2242300

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de dióxido de cloro, método del rojo de clorofenol. Para muestra de 50 mL. 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR 900 y PC II
Método:	Rojo de clorofenol
Número de tests:	100
Número del método:	8065
Parámetro:	Dióxido de cloro
Rango de medición:	0,01 - 1,00 mg/L ClO ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)