



Solución estándar de óxido de fenilarsina (PAO), 0,00564 N, 1 L

de producto:

199953

Peligroso

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach



Para la determinación de cloro mediante métodos de valoración amperométrica. Nota: también disponible en cartuchos de valorador digital. 0,00564 N, botella de 1 L

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número del método:	10025
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)