



Solución estándar de óxido de fenilarsina (PAO), 0,00564 N, 500 mL

# de producto:	199849
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Para la determinación de cloro mediante métodos de valoración amperométrica. Nota: también disponible en cartuchos de valorador digital. 0,00564 N, botella de 500 mL

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número del método:	8334
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,5 mg/L y superior Cl ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)